



Checkliste - Schlussdesinfektion bei MRE¹ -



Durchführung einer effektiven Schlussdesinfektion:

Maßnahmen	Erledigt am :	→ durch (Hz.)
Desinfektionsmittellösung nach 1-Std.-Wert eingesetzt?		
Alle nicht desinfizierbaren Utensilien (Medikamente, Einmal-Materialien etc.) entsorgt?		
Alle desinfizierbaren Utensilien (Waschschüssel, RR-Manschette, Pflgetablets, Thermometer etc.) aufbereitet?		
Bett abgezogen und komplett wischdesinfiziert?		
Bettwäsche / Schutzkittel / Klinikwäsche in die entsprechenden Säcke abgelegt und Säcke sicher verschlossen?		
Kissen und Decken in die entsprechenden Säcke abgelegt und Säcke sicher verschlossen?		
Abfälle in die entsprechenden Säcke abgelegt und Abfallsack sicher verschlossen?		
Nachttisch komplett ausgeräumt und wischdesinfiziert?		
Schränke komplett ausgeräumt und wischdesinfiziert?		
Regale und alle erreichbaren horizontalen und vertikalen Flächen (Versorgungsleisten, Fensterbänke, Heizkörper) wischdesinfiziert?		
Infusionsständer / Halterungen wischdesinfiziert?		
Perfusoren / Infusomaten / Ernährungspumpen wischdesinfiziert?		
Einmalhandtuchspender entleert und innen und außen wischdesinfiziert?		
Händedesinfektionsmittel-/ Seifengebinde wischdesinfiziert?		
Nasszelle, Waschbecken, WC und alle Armaturen wischdesinfiziert?		
Vorhänge abgehängt und in entsprechenden Sack sicher verschlossen zur Aufbereitung gegeben?		
Fußboden komplett wischdesinfiziert?		

¹MRE: Multiresistente Erreger (z. B. Methicillin-resistente Staphylococcus aureus, Clostridium difficile).